


AQB ABI IMPLANT

Advanced Bio Integration

2ピースTタイプフィクスチャ



- 従来品の直径と比べ、アバットメント嵌合部が1.0mm太く設計されていることから、上部構造の歯頸部も太く設計ができ、初期固定能力が向上します。
- 抜歯直後埋入やGBRが必要な症例に、より有効です。



ソケットリフトやサイナスリフトの際、インプラント体の上顎洞内への沈下や迷入を防止するのに適しており、手術のリスク軽減につながります。

新登場 2ピースTタイプフィクスチャをより効果的に活用して戴くために…
ストレートアバットメント5-6-0を新規ラインナップ!





- 従来のアバットメント高さ(6mm)に加え、新たに高さ3mmを発売!
- 歯間長の短い場合や対合間隙が少ない場合にも適用可能です。




ストレート アバットメント5-6-0

価格(税抜): ¥13,000/1本

販売名: AQBインプラント 承認番号: 20500BZZ01172000




※カラー部長=ノンコート部分




2ピースTタイプフィクスチャ

価格(税抜): ¥36,000/1本

販売名: AQB ABIインプラント 承認番号30100BZX00252000



● AQB2ピースタイプと基本術式(断面図①②)は同じです。



● ただし断面図③④のような症例の場合、AQBカウンターボアドリル(AQB ABI, 2ピース専用)を使用して、植立(埋入)孔の形成をする。

■お問合せ先

AQB・ABIインプラント株式会社
デンタル事業本部

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-4-6
東日本橋一丁目ビル8F
Tel : 03-5839-2541 Fax : 03-3862-1264
E-mail : info@aqb.jp URL: https://www.aqb.jp

担当