

Original

AQBトルクレンチ

AQB
IMPLANT SYSTEM

「AQBトルクレンチ」は、1P・2Pを問わず インプラント治療の 安全性・信頼性の向上に寄与します。

インプラント治療に於いては、2Piece・2PieceTypeインプラントの
フィクスチャーとヒーリングアバットメントや2Pieceファイナルアバ
ットメントの締結に当たって、正確な締結トルクが重要なことは言うま
でもありません。

適切な補綴物での長期的に良好な予後を実現するため極めて重要な
点です。

AQBインプラント2Pieceシステムでは、各々10Ncmと25Ncmが
設定されています。

一方、1Pieceインプラント植立に於いても植立時の
過度な圧力は、コーティング表面の損傷を招くのみ
ならず骨壊死の要因ともなりかねません。

以上のように1Piece・2Pieceを問わず
インプラント治療の安全性や信頼性の
向上を図る為にも有用です。



機能および操作性

- 「AQBトルクレンチ」は、10～35Ncm間で設定されたトルク値を超えると、先端部（ラチェットヘッド）の安全装置が作動し負荷を解きます。
- 121℃オートクレーブが可能、メンテナンスが簡単。
- 従来の「AQBフリーレンチ」と互換性があります。

その為、1Piece Type インプラント(Normal Type, T-Type)では、
「AQBフィクサー(Normal Type, T-Type)」が装着可能です。

また、2Piece Typeインプラントでは「AQBフリーレンチアダプター」を
介して、「HEXドライバービットφ3.0S」※「SOLドライバービット」が
装着可能となります。

※HEXドライバービットφ2.35S、φ2.35Lは装着出来ません。

6種類のトルク値目盛り10、15、20、25、30、35Ncm

販売名:	承認/認証/届出番号:	販売名:	承認/認証/届出番号:
AQBフリーレンチ	13B2X00094000070	HEXドライバービット	21900BZX00404000
AQBフリーレンチアダプター	13B2X00094000074	SOLドライバービット	11B1X11027060404
AQBフィクサー(Normal,T-Type)	13B2X00094000067	AQBトルクレンチ	13B1X10122000009

AQB・ABIインプラント株式会社
デンタル事業本部

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-4-6
東日本橋一丁目ビル8F
Tel : 03-5839-2541 Fax : 03-3862-1264
E-mail : info@aqb.jp URL: <https://www.aqb.jp>

